

" ЛИДЕР НК "

121609, Россия, г. Москва,
ул. Осенняя, д.23,
помещение I-957, офис 157
Тел./Факс: (495) 225-75-
65
E-mail: info@lider-nk.ru
http://www.lider-nk.ru

ИНН 7718593215, КПП
773101001
р/с 40702810638000074311 в
ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225, ОГРН
1067746784643

Исх. №

от

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

Просим провести поверку/калибровку средств измерений в соответствии со списком ниже на условиях, установленных в Вашей организации.

| № п/п | Наименование СИ / модификация СИ* | Зав. № | Вид работ | Владелец СИ |
|-------|--|----------|------------|----------------------------|
| 1 | Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS с Пэп: | 151833 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | AN2565 | 109329 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | SC5006 | 110825 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | S3526 2.5 A0D10CL | 2112018 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | D1771 4.0 A0D12CL | 1094795 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 2 | Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS с Пэп: | 151921 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | ANG5065 | 108800 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | AM5065 | 110446 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | AN2565 | 117092 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 3 | Ультразвуковой толщиномер DIO-570 | 19694-08 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | П112-5-10/2-А-01 | 023 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| | П112-10-6/2-А-01 | 028 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 4 | Денситометр цифровой портативный ДП 5004 | 548 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 5 | Денситометр цифровой портативный ДП 5004 | 849 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 6 | Денситометр цифровой портативный ДП 5004 | 1344 | поверка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 7 | Дефектоскоп электроискровой Корона 2 | 2319 | Калибровка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |
| 8 | Дефектоскоп электроискровой Корона 2.2 | 2659 | Калибровка | ООО «Т-ДЭК» ИНН 1102049053 |

* Если СИ утвержденного типа, то указывается дополнительно номер госреестра после наименования СИ

Дополнительные требования:

- При проведении калибровки просим провести калибровку по внутренним Методикам Калибровки Центра или по методике Заказчика _____ в приложении к данному

заявлению (не нужно зачеркнуть). Расчет расширенной неопределенности провести по типу А.

- По результатам поверки просим оформить свидетельство о поверке (извещение о непригодности) на бумажном носителе.
- При передаче информации во ФГИС «АРШИН» просим не указывать владельца СИ, так как это нарушает конфиденциальность данной информации.

Должность

(подпись)

/ФИО/